

GLUBRAN 2

ADESIVO CHIRURGICO PER USO ODONTOIATRICO.

Adesivo chirurgico di classe III

Per uso interno

Pronto all'uso

Conservazione in frigo (2-8°C)

Può stare fuori frigo,
a non più di 25°C, per 5 giorni



- Il prodotto è fluido come l'acqua: dosarlo con i sottili applicatori con accortezza ed in piccole quantità.
- Una quantità maggiore non migliora né aumenta l'adesione.
- Reagisce quando viene a contatto con liquidi.
- Inizia ad incollare dopo 3/5 secondi.
Dopo 60 secondi è completamente polimerizzato e la sua superficie esterna non è più adesiva: i tessuti adiacenti non rischiano di attaccarsi.
- Aderisce a osso, tessuto mucoso, membrane (impregnate in sangue e soluzione).

DENTASYS
Dental & Clinical Solution

GEM SOLUTION
COMES FROM
EVOLUTION.

Per ulteriori informazioni consultare la brochure Glubran®2
o i siti www.dentasys.it e www.gemitaly.it